


Поликлональные Антитела К Рецептору Vegf 2 Для Вб, Ифа - P35968

Артикул: CM0026648



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на рецептор VEGF 2 человека (KDR/FLK1), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Ценный инструмент для исследований ангиогенеза, сосудистой биологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к рецептору VEGF 2
Примечания/Альтернативные названия	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; VEGF Receptor 2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3791
ID гена	3791
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1150-1250 рецептора VEGF 2 человека (NP_002244.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35968
Молекулярная масса белка	152 кДа
Доставка	Холодовой пакет