

Поликлональное Антитело Против Рецептора Vegf 2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P35968

Артикул: CM0014829



введение

Кроличье поликлональное антитело к рецептору VEGF 2 (KDR/FLK1/CD309), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный белки. Иммуноген: рекомбинантный белок слияния (а.о. 1147-1356). Идеально подходит для исследований ангиогенеза и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VEGF Receptor 2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; VEGF Receptor 2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3791
GeneID	3791
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1147-1356 человеческого рецептора VEGF 2 (NP_002244.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35968
Молекулярный вес белка	152кДа
Доставка	Сумка со льдом