


Мышиное Моноклональное Антитело Против Vegfa Для Вестерн-Блоттинга, Elisa, Игх-П - P15692

Артикул: CM0002783



введение

Высококачественное мышиное моноклональное антитело против человеческого VEGFA, валидированное для Вестерн-блоттинга, ELISA и иммуногистохимии с перекрестной реактивностью к мышиному и крысиному белку. Идеально для исследований ангиогенеза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VEGFA Mouse mAb
Примечания/Альтернативные названия	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Вид	Человек
ID гена	7422
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 207-327 человеческого VEGFA (P15692).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA, ИГХ-П (ИHC-P)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P15692
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом