


Поликлональное Антитело Против Vegfa Для Wb, If/Icc, Elisa - P15692

Артикул: CM0012979



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против VEGFA (VPF, VEGF), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ангиогенеза и гипоксии. - P15692

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к VEGFA
Примечания/синонимы	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Вид	Человек
GeneID (человек)	7422
GeneID	7422
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 91-191 человеческого VEGFA (NP_001165097.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P15692
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом