

Поликлональные Антитела К Vegfa Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15692

Артикул: CM0018406



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому VEGFA, подходящие для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований ангиогенеза и гипоксии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VEGFA кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альясы	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Вид	Человек
GeneID (человек)	7422
GeneID	7422
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого VEGFA (NP_001165094.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15692
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Сумка-холодильник