

Поликлональное Антитело Против Vegfb Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P49765

Артикул: CM0020978



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого VEGFB. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), иммуноферментного анализа (ELISA). Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Нацелено на фактор роста эндотелия сосудов В, ключевой регулятор ангиогенеза и функции эндотелиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VEGFB Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	VRF; VEGFL; VEGFB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7423
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-121 человеческого VEGFB (NP_003368.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция/Иммуоцитохимия (IF/ICC), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49765
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом