


## Поликлональные Кроличьи Антитела К Vegfc Для Вб, Ифа - P49767

Артикул: CM0025778



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к VEGFC для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают VEGFC человека, мыши и крысы (47 кДа). Идеально подходят для исследований ангиогенеза и лимфангиогенеза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | VEGFC кроличьи пАт                                                                                                       |
| Примечания/Синонимы       | VRP; Flt4-L; LMPH1D; LMPHM4; VEGFC                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                  |
| ID гена (человек)         | 7424                                                                                                                     |
| ID гена                   | 7424                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого VEGFC (NP_005420.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                  |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                     |
| SWISS                     | P49767                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 47 кДа                                                                                                                   |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                          |