

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Vegfr1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P17948

Артикул: CM0013031



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого VEGFR1 (FLT-1), подходящее для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ангиогенеза, онкологических заболеваний и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к VEGFR1
Примечания/синонимы	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2321
GeneID	2321
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-300 человеческого VEGFR1 (NP_002010.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P17948
Молекулярная масса белка	151 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом