

Моноклональное Антитело Против Vegfr2/Cd309 Для Проточной Цитометрии - P35968

Артикул: CM0008114



введение

Флуоресцентное () кроличье моноклональное антитело против человеческого VEGFR2/CD309 (KDR/FLK1), валидированное для проточной цитометрии (FC). Обнаруживает рецепторную тирозинкиназу, участвующую в ангиогенезе и развитии сосудов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human VEGFR2/CD309 mAb
Примечания/Псевдоним	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3791
ID гена	3791
Иммуноген	Рекомбинантный белок VEGFR2/CD309 человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P35968
Молекулярная масса белка	152кДа
Доставка	В ледяном пакете