

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Vegfr2/Kdr/Flk-1/Cd309 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P35918

Артикул: CM0022151

введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с образцами мыши. Нацелено на рецептор 2 сосудистого эндотелиального фактора роста, играющий ключевую роль в исследованиях ангиогенеза. Высококачественный реагент для изучения ангиогенеза, развития сосудов и сигнальных путей VEGFR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 pAb
Примечания/синонимы	orv; Flk1; Ly73; Flk-1; Krd-1; VEGFR2; VEGFR-2; sVEGFR-2; 6130401C07; VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3791
ID гена	16542
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-762 VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 мыши (NP_034742.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P35918
Молекулярная масса белка	150 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом