

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Vegfr3/Flt4 Для Wb И Elisa - P35916

Артикул: CM0016123



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого VEGFR3/FLT4, валидированное для WB и ELISA. Распознаёт синтетический пептид в пределах аминокислот 1230-1329. Подходит для исследований лимфангиогенеза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к VEGFR3/FLT4
Примечания/синонимы	PCL; CHTD7; FLT-4; FLT41; LMPH1A; LMPHM1; VEGFR3; VEGFR-3; VEGFR3/FLT4
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2324
Идентификатор гена	2324
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1230-1329 человеческого VEGFR3/FLT4 (NP_891555.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P35916
Молекулярная масса белка	153 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом