

Поликлональное Антитело Против Ventx Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O95231

Артикул: CM0026937

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого VENTX, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований в области биологии развития и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VENTX Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NA88A, HPX42B, VENTX2, VENTX
Вид	Человек
Идентификатор гена (Человек)	27287
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-258 человеческого VENTX (NP_055283.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95231
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике