

Кроличья Поликлональная Антитела Против Verh1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14D04

Артикул: CM0031080

введение

Кроличьи поликлональные антитела против VERH1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Реагируют с человеческим и мышиным белком VERH1, мембранным белком, ингибирующим сигнальные пути TGF-бета, FOXO, Hippo и Wnt. Идеальны для исследований в области ИВД и оптовых поставок.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против VERH1
Примечания/Альтернативные названия	MELT; VERH; VERH1
Вид	Человек
GeneID (человек)	79674
GeneID	79674
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 448-547 человеческого белка VERH1 (NP_078897.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14D04
Молекулярная масса белка	95 кДа
Доставка	В сумке со льдом