

Моноклональное Антитело Против Версикана Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P13611

Артикул: CM0002539

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Версикана (CSPG2). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Рекомбинантный иммуноген, соответствующий аминокислотам 3200-3396. Идеально для исследований внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Анти-Версикан, кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; Версикан
Вид	Человек
GeneID	1462
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 3200-3396 человеческого Версикана (P13611)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P13611
Молекулярная масса белка	373 кДа
Условия доставки	С охлаждением (лед)