

Поликлональное Антитело Кролика Против Версикана Для Wb, If-P, Elisa - P13611

Артикул: CM0022046

введение

Поликлональное антитело кролика против версикана, валидированное для WB, IF-P и ELISA. Обнаруживает версикан человека, мыши и крысы (373 кДа). Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса, клеточной подвижности и дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Versican Rabbit pAb
Примечания/синонимы	WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; Versican
Вид	Человек
GeneID (человек)	1462
GeneID	1462
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1400-1586 человеческого версикана (NP_004376.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P13611
Молекулярная масса белка	373 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом