

Кроличья Поликлональная Антитело Против Vgll3 Для Вестерн-Блота И Ифа - A8Mv65

Артикул: CM0016183

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого транскрипционного кофактора VGLL3. Валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, проявляет реактивность с крысиным белком. Идеально подходит для исследований регуляции генов плаценты и разработки диагностических систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к VGLL3
Примечания/Альясы	VGL3; VGL-3; VGLL3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	389136
GeneID	389136
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	A8MV65
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодильный пакет