


Поликлональное Антитело Anti-Vgll4 Для Wb, Elisa — Q14135

Артикул: CM0020815



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий VGLL4, подходящее для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения транскрипционной регуляции и механизмов ядерных коактиваторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к VGLL4
Примечания/синонимы	VGL-4; VGLL4
Вид	Человек
Идентификатор гена	9686 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 96–296 человеческого VGLL4 (NP_001121691.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q14135
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом