


Кроличья Поликлональная Антитела Против Vgll4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q80V24

Артикул: CM0019211



введение

Кроличьи поликлональные антитела против Vgll4, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим, мышиным, крысиным белком. Подходят для исследования транскрипционного кофактора Vgll4. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 1-287).

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличьи pAb против Vgll4
Примечания/Альтернативные названия	VGL-4, Vgll4
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	9686
GeneID (Мышь)	232334
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-287 мышиного Vgll4 (NP_808351.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q80V24
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	В термосумке со льдом