

Анти-Vglut1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), If-P, Ифа - Q9P2U7

Артикул: CM0020903

введение

Кроличья поликлональная антитело к VGLUT1 для Вестерн-блоттинга (WB), IF-P, ИФА. Валидировано на человеке, мыши, крысе. Нацелено на везикулярный транспортер глутамата 1 (SLC17A7) для исследований в нейронауке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VGLUT1 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	BNPI; VGLUT1; SLC17A7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57030
GeneID	57030
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого VGLUT1 (NP_064705.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P2U7
Молекулярный вес белка	62кДа
Доставка	Сумка со льдом