

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Vglut2 Для Wb, If/Icc, Ihc-P И Ифа - Q9P2U8

Артикул: CM0009910

введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела против человеческого VGLUT2. Валидированы для WB, IF/ICC, IHC-P и ИФА в тканях человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения транспорта глутамата в синаптических везикулах и возбуждающих нейронах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VGLUT2 кроличьи мкАт
Примечания/Альтернативные названия	DNPI; VGLUT2
Вид	Человек
ID гена (человек)	57084
ID гена	57084
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 483-582 человеческого VGLUT2 (NP_065079.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P2U8
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Холодовой пакет