


Поликлональное Антитело Кролика Против Vhl Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P40337

Артикул: CM0022103



введение

Поликлональное антитело кролика против опухолевого супрессорного белка VHL человека. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований убиквитинирования и сигнального пути HIF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VHL Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7428
Идентификатор гена	7428
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 VHL человека (NP_937799.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P40337
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом