


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Vhl Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф/Мцк (If/Icc), Ифа (Elisa) - P40337

Артикул: CM0017122



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против VHL (pVHL, RCA1). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения пути HIF и подавления опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VHL Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7428
GeneID	7428
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 87-186 человеческого VHL (NP_000542.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40337
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент