


Моноклональное Антитело Против β III-Тубулина Для Иф, Игх, Ифа — Q13509

Артикул: CM0002273



введение

Мышинное моноклональное антитело, направленное против человеческого TUBB3 (β III-тубулин, Q13509). Валидировано для иммунофлуоресценции, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА; перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Необходимо для исследования развития нейронов, аксонного навигации и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинное моноклональное антитело к β III-тубулину
Примечания/алиасы	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; [Валидировано по КД] β III-тубулин
Вид	Человек
GeneID (человек)	10381
GeneID	10381
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 40–260 человеческого TUBB3 (Q13509).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-F, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13509
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодильный пакет