

Кроличий Моноклональный Антитело Против Anti-Biii-Tubulin Для Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q13509

Артикул: CM0003139



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого β III-Tubulin (TUBB3), валидированное для WB, IF, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	β III-Tubulin Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; β III-Tubulin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10381
GeneID	10381
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13509
Молекулярный вес белка	50 кДа
Доставка	Сумка со льдом