

Моноклональное Антитело Anti-Biii-Tubulin (Tubb3) Для Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - Q13509

Артикул: CM0007312



введение

Валидированное на нокауте (KO Validated) кроличье моноклональное антитело к anti- β III-Tubulin, валидированное для WB, IP, IF, IHC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими и мышинными образцами. Идеально подходит для изучения аксонального наведения и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] β III-Tubulin Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	CDCBM, FEOM3, TUBB4, CDCBM1, CFEOM3, beta-4, CFEOM3A, Tubulin beta-3 chain, Tubulin beta-4 chain, Tubulin beta-III
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10381
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 351-450 β III-Tubulin (NP_006077.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13509
Молекулярный вес белка	50 кДа
Доставка	Сумка со льдом