

Поликлональное Кроличье Антитело Против Anti-Biii-Тубулина (Tubb3) Для Wb И Elisa — Q13509

Артикул: CM0022127



введение

Поликлональное кроличье антитело против β III-тубулина, валидированное для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований динамики микротрубочек, развития нейронов и опухолевых маркеров. 50 кДа — Q13509.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против β III-тубулина
Примечания/синонимы	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; β III-тубулин
Вид	Человек
GeneID (человек)	10381
GeneID	10381
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-260 человеческого β III-тубулина/ β 3-тубулина (NP_006077.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13509
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом