

Кроличье Моноклональное Антитело Против Виллина-1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф На Клетках (If-P), Иф На Тканевых Срезах (Ihc-P) И Ифа - P09327

Артикул: CM0006757



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Виллина-1, валидированное для применения в WB, IF-P, IHC-P и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для изучения динамики актина, биологии эпителиальных клеток и структуры микроворсинок.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Villin1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	VIL; D2S1471; Villin1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7429
GeneID	7429
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-827 человеческого Villin1 (NP_009058.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09327
Молекулярный вес белка	93 кДа
Доставка	В ледяном пакете