

Моноклональное Антитело Против Виллина Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P09327

Артикул: CM0004774



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Виллин-1, для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком, подходит для изучения актинового цитоскелета в кишечном и почечном эпителии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против Виллина
Примечания/Альтернативные названия	VIL; D2S1471; Виллин
Вид	Человек
ID гена	7429
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-827 человеческого Виллина1 (NP_009058.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия в парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09327
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом