

## Моноклональное Антитело Против Виллина1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P09327

Артикул: CM0003177



### введение

Моноклональное антитело против Виллина1 (VIL; D2S1471), валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафин) и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными белками. Подходит для изучения функции актин-связывающих белков, формирования микроворсинок и биологии эпителиальных клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта         | Виллин1 мышиный МАТ                         |
| Примечания/Псевдоним      | VIL; D2S1471; Виллин1                       |
| Вид                       | Человек                                     |
| GeneID                    | 7429                                        |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок человеческого Виллина1 |
| Источник                  | Мышь                                        |
| Категория                 | Моноклональные антитела                     |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                        |
| SWISS                     | P09327                                      |
| Молекулярный вес белка    | 93 кДа                                      |
| Доставка                  | Сумка со льдом                              |