


Кроличье Поликлональное Антитело Против Виментина (Фосфо S83) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P08670

Артикул: CM0001012



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело к виментину по сайту S83, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований мезенхимных клеток, цитоскелета и клеточной миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Vimentin-S83 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	VIM; CTRCT30; HEL113; vimentin; Phospho-Vimentin-S83
Вид	Человек
ID гена (человек)	7431
ID гена	7431
Иммуноген	Синтетический пептид – Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S83 человеческого VIM (NP_003371.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08670
Молекулярная масса белка	54кДа
Доставка	С хладагентом