

Поликлональное Антитело К Виментину Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - P08670

Артикул: CM0030107



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на виментин человека, мыши, крысы, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Детектирует белок промежуточных филаментов массой 54 кДа, участвующий в миграции клеток, структурной поддержке и целостности тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Виментин, кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	STRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; виментин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7431
ID гена	7431
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 виментина человека (NP_003371.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08670
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом