


## Кроличье Моноклональное Антитело Против Виментина [Валидировано Kd] Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Иф/Ицх, Игх-П, Ифа - P08670

Артикул: CM0003625



### введение

Валидированное KD кроличье моноклональное антитело против виментина, подходящее для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции и иммуногистохимии. Реагирует с виментином человека, мыши и крысы. Иммуногенный пептид соответствует участку 367-466 аминокислот виментина человека.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | [Валидировано KD] Кроличье mAb против виментина                                                                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | CTRCT30, HEL113, Vimentin, VIM, виментин                                                                                                                                          |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                                           |
| ID гена (Человек)                  | 7431                                                                                                                                                                              |
| ID гена                            | 7431                                                                                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 367-466 виментина человека (P08670)                                         |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                                            |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФ, иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA) |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                                              |
| SWISS                              | P08670                                                                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 54 кДа                                                                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                                                 |