


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Vinculin [Валидировано Методом Kd] Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P18206

Артикул: CM0009122



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-Vinculin для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Обнаруживает винкулин человека, мыши и крысы. Специфичность валидирована методом KD; подходит для исследований клеточной адгезии и фокальных адгезий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к винкулину [валидировано методом KD]
Примечания/алиасы	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114
Вид	Человек
GenelD (человек)	7414
GenelD	7414
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-258 человеческого винкулина (NP_054706.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P18206
Молекулярная масса белка	124 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом