


Моноклональное Антитело Против Винкулина Для Wb, If-P, Elisa - P18206

Артикул: CM0011431



введение

Кроличье моноклональное антитело против Винкулина, валидированное для WB, IF-P и ELISA. Реагирует с Винкулином человека, мыши и крысы (Swiss-Prot: P18206). Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, фокальных контактов и динамики цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Vinculin Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Винкулин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7414
ID гена	7414
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 800-900 винкулина человека (NP_054706.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18206
Молекулярный вес белка	124 кДа
Доставка	Сумка со льдом