


Моноклональное Антитело Против Винкулина Для Wb, Ihc-P, Elisa - P18206

Артикул: CM0007505



введение

Кроличье моноклональное антитело против Винкулина, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный винкулин (P18206). Идеально подходит для исследований клеточной адгезии, фокальных контактов и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Винкулин (Vinculin) кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Винкулин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7414
GeneID	7414
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18206
Молекулярный вес белка	124 кДа
Доставка	В ледяном пакете