


Кроличья Поликлональная Антитело Против Винкулина, Для ВБ, Иф/Ик, Ифа — P18206

Артикул: CM0021172



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитела против винкулина, валидированная для Вестерн-блотирования, ИФ/ИК и ИФА. Специфична к винкулину человека, мыши и крысы (P18206). Идеально подходит для исследований клеточной адгезии и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Vinculin Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114
Вид	Человек
GeneID (человек)	7414
GeneID	7414
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-258 винкулина человека (NP_054706.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18206
Молекулярная масса белка	124 кДа
Доставка	Айс-пак