


Моноклональное Антитело К Vip Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P01282

Артикул: CM0006589



введение

Высокоэффективное кроличье моноклональное антитело к VIP для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Обнаруживает человеческий VIP — нейропептид, участвующий в расширении сосудов, функционировании ЦНС и расслаблении гладкой мускулатуры. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к VIP
Примечания/синоним	RNM27; VIP
Вид	Человек
GeneID (человек)	7432
GeneID	7432
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P01282
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет