

Кроличья Поликлональная Антитела Против Vipas39 Для Wb, Elisa - Q9H9C1

Артикул: CM0027338

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого VIPAS39 (SPE39, VIPAR). Подходят для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческими и мышинными белками. Полезны для изучения эндосомального транспорта и эпителиальной полярности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VIPAS39 Кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	SPE39; VIPAR; SPE-39; VPS16B; hSPE-39; C14orf133; VIPAS39
Вид	Человек
GeneID (Человек)	63894
GeneID	63894
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого VIPAS39 (NP_071350.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H9C1
Молекулярный вес белка	57 кДа
Доставка	Ледовый пакет