


Поликлональное Антитело Anti-Vipr1 Для Wb, Elisa — P32241

Артикул: CM0014721



введение

Кроличье поликлональное антитело против VIPR1 (рецептор VPAC1) для вестерн-блоттинга и ELISA. Нацелено на человеческий VIPR1, рецептор, сопряжённый с G-белком и активируемый VIP и PACAP. Иммуноген: аминокислоты 31-150.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против VIPR1
Примечания/синонимы	II; HVR1; RDC1; V1RG; VIPR; VIRG; VAPC1; VPAC1; VPAC1R; VIP-R-1; VPCAP1R; PACAP-R2; PACAP-R-2; VIPR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7433
GeneID	7433
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-150 человеческого VIPR1 (NP_004615.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P32241
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом