

Поликлональное Антитело Против Virma/Kiaa1429 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q69Yn4

Артикул: CM0020760



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого VIRMA/KIAA1429, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Распознаёт белки человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения метилирования m6A и процессинга РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против VIRMA/KIAA1429
Примечания/синонимы	MSTP054; fSAP121; KIAA1429
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	25962
Идентификатор гена	25962
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1400–1700 человеческого KIAA1429 (NP_056311.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q69YN4
Молекулярная масса белка	202 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом