

Кроличье Моноклональное Антитело Против Anti-Virma/Kiaa1429 (С Валидацией Kd) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q69Yn4

Артикул: CM0009364



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого VIRMA/KIAA1429, с валидацией KD. Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческими и мышиными образцами. Цель для исследований метилирования m6A РНК и процессинга РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[С валидацией KD] VIRMA/KIAA1429 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MSTP054; fSAP121; KIAA1429
Вид	Человек
ID гена (Человек)	25962
ID гена	25962
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 221-320 человеческого VIRMA/KIAA1429 (NP_056311.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q69YN4
Молекулярный вес белка	202 кДа
Доставка	В ледяном пакете