


## Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Vista/B7-H5/Gi24 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9H7M9

Артикул: CM0020833



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого VISTA (B7-H5/GI24/PD-1H), отрицательного рецептора иммунной контрольной точки. Подходит для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии (парафин) и ИФА. Обнаруживает перекрестную реактивность с крысой. Поддерживает исследования в области иммунноонкологии и разработку диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | VISTA / B7-H5 / GI24 Кроличья pAb                                                                                                                       |
| Примечания/Псевдонимы     | VSIR; B7-H5; B7H5; C10orf54; DD1alpha; GI24; PD-1H; PP2135; SISP1; VISTA; V-set иммунорегуляторный рецептор; VISTA / B7-H5 / GI24                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                 |
| GeneID (человек)          | 64115                                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-194 человеческого VISTA / B7-H5 / GI24 (NP_071436.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                 |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек, Крыса                                                                                                                                          |
| SWISS                     | Q9H7M9                                                                                                                                                  |
| Молекулярный вес белка    | 33кДа                                                                                                                                                   |
| Доставка                  | Сумка-холодоэлемент                                                                                                                                     |