


Кроличья Моноклональная Антитело Против Витамин D-Связывающего Белка Для Wb, Elisa - P02774

Артикул: CM0003669



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий витамин D-связывающий белок (DBP, GC, GcMAF). Подходит для Вестерн-блота и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Для исследований транспорта витамина D, актинового клиренса и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье моноклональное антитело к витамин D-связывающему белку
Примечания/Синонимы	DBP; VDB; GRD3; VDBG; VDBP; GcMAF; DBP/GC; Gc-MAF; DBP-maf; HEL-S-51; Vitamin D Binding protein
Вид	Человек
GeneID (человек)	2638
GeneID	2638
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 305-474 человеческого витамин D-связывающего белка (NP_000574.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02774
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Холодильный пакет