


## Поликлональное Антитело Кролика Против Витамин-D-Связывающего Белка Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P02774

Артикул: CM0028263



### введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий Витамин-D-связывающий белок (DBP/Gc). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с DBP человека и мыши. Подходит для исследований транспорта витамина D и иммунной функции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукта              | Поликлональное антитело кролика против Витамин-D-связывающего белка                                                                                           |
| Примечания/Альтернативные названия | DBP; VDB; GRD3; VDBG; VDBP; GcMAF; DBP/GC; Gc-MAF; DBP-maf; HEL-S-51; Витамин-D-связывающий белок                                                             |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                       |
| ID гена (Человек)                  | 2638                                                                                                                                                          |
| ID гена                            | 2638                                                                                                                                                          |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 324-493 человеческого Витамин-D-связывающего белка (NP_001191236.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                        |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                                       |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                                                                 |
| SWISS                              | P02774                                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 53 кДа                                                                                                                                                        |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                             |