

Поликлональные Антитела Против Витронектина Для Вб, Игк-П, Ифа - P04004

Артикул: CM0019344



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому витронектину, валидированные для ВБ, ИГК-П и ИФА; обнаруживают белки человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований клеточной адгезии и пути комплемента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Витронектин, кроличьи пАт
Примечания/Синонимы	VN; V75; VNT; Vitronectin
Вид	Человек
GeneID	7448
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 364-478 человеческого витронектина (NP_000629.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04004
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодовой пакет