


Моноклональное Антитело Anti-Vitronectin (S-Белок, V75) Для Wb, Elisa — P04004

Артикул: CM0011606



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на виментин человека (S-белок, V75). Валидировано для WB и ELISA. Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, ингибирования комплемента и биологии внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАБ к витронектину
Примечания/псевдонимы	VN; V75; VNT; Витронектин
Вид	Человек
GeneID	7448
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 379–478 витронектина человека (P04004).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P04004
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом