

Кроличья Поликлональная Антитело Против Vnn1 Для Вб И Ифа — 095497

Артикул: CM0028438



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий VNN1 (пантетеиназа), подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышью. Полезна для изучения рециклинга пантотеновой кислоты и воспалительных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VNN1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	HDLCQ8; Tiff66; VNN1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8876
GeneID	8876
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 300–415 человеческого VNN1 (NP_004657.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	095497
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодильный пакет