


Антитело К Антигену Фактора Фон Виллебранда (Vwf) (Кролик, Моноклональное) Для Wb - P04275

Артикул: CM0003056



введение

Это кроличье моноклональное антитело против человеческого фактора фон Виллебранда (VWF) валидировано для WB и ELISA, перекрестно реагирует с мышью. Разработано для исследований гемостаза, нацелено на белок VWF, участвующий в адгезии тромбоцитов и стабилизации фактора свертывания VIII.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фактор фон Виллебранда (VWF) кролик mAb
Примечания/Псевдоним	VWD; F8VWF; фактор фон Виллебранда (VWF)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7450
GeneID	7450
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P04275
Молекулярный вес белка	309кДа
Доставка	Сумка-холодильник