


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Vprbp Для Wb, Elisa — Q9Y4B6

Артикул: CM0020493



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого VPRBP (DCAF1), рецептора субстрата E3-лигазы CUL4A-RBX1-DDB1. Валидировано для WB и ELISA, обладает перекрёстной реактивностью с мышью. Подходит для исследований клеточного цикла, эпигенетики и взаимодействия хозяина с вирусами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VPRBP Rabbit pAb
Примечания/синоним	RIP; VPRBP
Вид	Человек
Идентификатор гена	9730
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1058-1396 человеческого VPRBP (NP_055518.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Y4B6
Молекулярная масса белка	118 кДа/168 кДа/169 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом