

Моноклональное Антитело Против Vps11 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9H270

Артикул: CM0003904

введение

Кроличье моноклональное антитело к VPS11, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П и ИФА. Определяет VPS11 человека и мыши, ключевой компонент HOPS/CORVET комплексов в эндосомальном трафике и аутофагии. Идеально для исследований IVD и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	VPS11 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	END1, PEP5, HLD12, RNF108, hVPS11, DYT32, VPS11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55823
ID гена	55823
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 белка VPS11 человека (Q9H270).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H270
Молекулярная масса белка	108 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом